



Amplificateur d'écoute Crescendo 60,

L'**amplificateur de conversation** Crescendo 60 capte les dialogues grâce à un micro droit ou un micro-cravate (au choix, + une rallonge). Vous réglez le volume et la sonorité (graves-aigus) en continu à l'aide de molettes faciles à manier, au niveau qui vous convient. Vous recevez le son, via un casque stéthoscopique confortable ou un casque supra-aural léger (au choix, à préciser à la commande), directement dans l'oreille et comprenez parfaitement la conversation, l'émission radio ou de télévision, les réunions.

Des accessoires sélectionnés étendent les possibilités de votre amplificateur de conversation – par exemple avec une transmission directe inductive des signaux à vos appareils auditifs via un collier magnétique.

Autre fonction : Le crescendo 60 permet de recevoir le son transmis par les boucles magnétiques pour les personnes sans appareil auditif ou sans position T – par exemple dans les lieux de culte ou dans des salles de conférence (pictogramme oreille barrée avec T)




Le set comprend :

- **Amplificateur de conversation**
- Casque stéthoscopique ultraléger ou casque supra-aural (au choix)
- Collier magnétique (si appareil auditif avec position T)
- Clip-ceinture / dragonne tour de cou
- Microphone enfichable sur jack 3.5 mm + rallonge de 4 m
- Micro-cravate avec cordon de 1,2 m
- 2 piles LR6 de 1,5 V pour une durée d'utilisation de 75 heures

Caractéristiques techniques :

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Dimensions (haut. X larg. X prof.) : | 26x62x95 mm |
| Coloris : | Blanc, gris |
| Poids : | 110 g |
| Alimentation électrique : | 2 piles LR6 1,5 V |
| Casque stéthoscopique : | avec câble de 1 m |

Possibilité de remplacer le casque stéthoscopique
par un casque supra-aural



Tarif : 124,01 € HT soit 148,81 € TTC