



### Amplificateur d'écoute Crescendo 60,

L'**amplificateur de conversation** Crescendo 60 capte les dialogues grâce à un micro droit ou un micro-cravate (au choix, + une rallonge). Vous réglez le volume et la sonorité (graves-aigus) en continu à l'aide de molettes faciles à manier, au niveau qui vous convient. Vous recevez le son, via un casque stéthoscopique confortable ou un casque supra-aural léger (au choix, à préciser à la commande), directement dans l'oreille et comprenez parfaitement la conversation, l'émission radio ou de télévision, les réunions.

Des accessoires sélectionnés étendent les possibilités de votre amplificateur de conversation— par exemple avec une transmission directe inductive des signaux à vos appareils auditifs via un collier magnétique.

Autre fonction : Le crescendo 60 permet de recevoir le son transmis par les boucles magnétiques pour les personnes sans appareil auditif ou sans position T – par exemple dans les lieux de culte ou dans des salles de conférence (pictogramme oreille barrée avec T)

### Le set comprend :

- **Amplificateur de conversation**
- Casque stéthoscopique ultraléger ou casque supra-aural (au choix)

Ou Collier magnétique (si appareil auditif avec position T)

- Clip-ceinture / dragonne tour de cou
- Microphone enfichable sur jack 3.5 mm + rallonge de 4 m
- Micro-cravate avec cordon de 1,2 m
- 2 piles LR6 de 1,5 V pour une durée d'utilisation de 75 heures



### Caractéristiques techniques :

Dimensions (haut. x larg. x prof.) :	26 x 62 x 95 mm
Coloris :	Blanc, gris
Poids :	110 g
Alimentation électrique :	2 piles LR6 1,5 V
Casque stéthoscopique :	avec câble de 1 m

Possibilité de remplacer le casque stéthoscopique  
par un casque supra-aural ou un collier magnétique

Tarif : 149 € HT soit 178,80 € TTC

